

ALITA

ALITA

Support Monitor

www.alita3x.com
support@alita3x.com






PART I

PRÉSENTATION

INTRODUCTION DE SUPPORT MONITOR




- ✓ Facilement Transportable
- ✓ Les pièces sont remplaçables et très accessibles.
- ✓ Peut être utilisé en quantité domestique et industriel

PRINCIPE DES ONDES MILLIMÉTRIQUES

Longueur d'onde

Fréquence



micro-ondes


Ondes millimétriques

Ondes térahertz (ondes électromagnétiques)

Mesure précise
distance
vitesse
Angles parallèles
Angle vertical

- Il peut former un group de coordonnées de points 4D
- Il peut identifier avec précision des objets tels que des voitures, des humains, des animaux et de hauts murs.


Amélioration
alimentée par l'IA




- Reconnaissance du corps humain
- Détecteur de mouvement
- Surveillance intérieure et extérieure
- Détection de chute
- Détection de la fréquence respiratoire
- Détection de la fréquence cardiaque
- Surveillance comportementale telle que la conduite au lit
- Surveillance du retournement du lit
- Surveillance de la qualité du sommeil

LA VERSATILITE DE SON UTILISATION

Exigences élevées en confidentialité



Places
Publiques





Caméra Ondes millimétriques



PART II

FONCTIONALITÉS

Fonction1: Cognition humaine




- Smartphone
- Web

Scénarios d'utilisation

- Domicile
- hôpital
- Etablissements de soins infirmiers
- école
- entrepôt
- bureau
-


Fonction2: Suivi du flux




Scénarios d'utilisation

- Domicile
- hôpital
- Etablissements de soins infirmiers
- école
- entrepôt
- bureau
-

Fonction3: Surveillance de entrée et de sortie



Fonction4: Détection de chute




Distinguer avec précision entre s'asseoir, se pencher et tomber



Internet

Internet




■ Smartphone
■ Web

Chute

Scénarios d'utilisation

- Domicile
- hôpital
- Etablissements de soins infirmiers
- école
- entrepôt
- bureau
-


Fonction5 : Détection de **SIGNES VITAUX**




Scénarios d'utilisation

- Domicile
- hôpital
- Etablissements de soins infirmiers

Fonction6 : Surveillance Efficace et Moderé



Fonction7 : Surveillance de Qualité du Sommeil



Internet

■ Smartphone

■ Web



Scénarios d'utilisation

- logement
- hôpital
- Etablissements de soins infirmiers

Fonctionnalité8 : Suivi en **TEMPS RÉEL**



DESCRIPTION DES ICÔNES

signification	icône
Affichage en temps réel de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire	
Restez dans la chambre et quitter le lit	
Chambre, lit, réveil	
Dans la chambre, dans le lit et dans le sommeil	
Utilisation des Verstiaires	 
Chambres et Verstiaires	 
Alerte de Chute	
Alerte de signes vitaux anormaux	
Alertes d'inactivité prolongée (Alerte activée s'il n'y a pas d'événement d'entrée et de sortie 24 heures sur 24)	
Alerte de longue durée (L'alerte se déclenche lorsque le temps passé aux toilettes dépasse la valeur définie)	
Alertes d'intrusion	
Alerte de déplacement	



PART II

UTILISATION

SUPPORT MONITOR: SON INTERFACE



日本語 ▼

ALITA

ログイン

👤 アカウントを入力してください

🔑 パスワードを入力してください

📄 認証コードを入力してください **w4 g x**

ログイン

[パスワードを忘れる](#) [エンタープライズアカウントの作成](#)




iPhone(iOS)---App Store



Android)--Google Play



SUPPORT MONITOR: SON INTERFACE






- ✓ L'identité du patient
- ✓ Localisation **PRÉCISE** du patient
- ✓ Ses données médicaux

SUPPORT MONITOR: SON INTERFACE



- Visualisation en 360° de degré
- Navigable du bout des doigts



- Constant communication direct avec le patient
- Réduit la durée d'intervention des infirmiers

LES RAPPORTS DE SANTE ET PLUS



care.alita3x.com

English ▼ laclarte

Search for resident name/rc

Report Selection

- Sleep Report
- Sleep Statistics Report
- Respiration Report
- Safety Report
- Safety Statistics Report
- Utilization Rate Report
- Dietary Report
- Dietary Statistics Report
- Dementia Report
- Dementia Statistics Report
- Indoor Environment
- Indoor Environment

208A 石井 青子
Ishii Haruko

● 寝室

67 27

1

201C 木田 和子
Kida Kazu...

● 寝室

202C 川原 勇一
Kawahara...

● 寝室

210A 増田精利
Masuda A...

● 寝室

211A 橋本 マ...

● 寝室

211C 石崎 宏美
Ishizaki H...

● 寝室

212A 福士 壽朗
Fukushi J...

● 寝室

216C 上村良作
Kamimura...

● 寝室


217C 宮尾 政和
Miyao Ma...

● 寝室



LES RAPPORTS DE SANTE


1



2

Room/Type	Alarm	Time
202C/居室	Bed exit alarm	2025-08-07 08:59:38
202C/居室	Bed exit alarm	2025-08-07 05:06:37
202C/居室	Sit up in bed	2025-08-07 05:04:59
202C/居室	Bed exit alarm	2025-08-07 02:18:12
202C/居室	Bed exit alarm	2025-08-07 02:09:20
202C/居室	Bed exit alarm	2025-08-07 02:04:05
202C/居室	Bed exit alarm	2025-08-07 01:44:18
202C/居室	Bed exit alarm	2025-08-07 01:34:57
202C/居室	Bed exit alarm	2025-08-07 01:17:14

3



- Des données PDF sauvegardées
- Facilitation des apport d'analyses
- Transparence des informations

ALITA

Merci beaucoup

www.alita3x.com
support@alita3x.com

